


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd40 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25942

Numéro d'article: CM0014477



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD40 humain (TNFRSF5), validé pour les applications WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Reconnaît le CD40 humain et murin, adapté aux études sur les cellules B et les carcinomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD40 Rabbit pAb
Remarques/alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence située entre les acides aminés 198 et 277 du CD40 humain (NP_001241.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P25942
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace