


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd40L Pour Wb Et Elisa - P29965

Numéro d'article: CM0017096



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CD40L humaine (CD154), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre la souris. Un outil fiable pour étudier la co-stimulation des lymphocytes T et l'activation des lymphocytes B dans des applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD40L Rabbit pAb
Remarques / Alias	IGM; IMD3; TRAP; gp39; CD154; CD40L; HIGM1; T-BAM; TNFSF5; hCD40L
Espèce	Humaine
Identifiant de gène	959
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 113-261 de la CD40L humaine (NP_000065.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	P29965
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace