

Anticorps Monoclonal Anti-Cd41/Itga2B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08514

Numéro d'article: CM0002153



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le CD41/ITGA2B humain (ITGA2B/GPIIb), 113 kDa, Swiss-Prot P08514. Convient pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour les études de biologie des plaquettes et d'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD41/ITGA2B Lapin mAb
Remarques/Alias	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3674
GeneID	3674
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD41/ITGA2B humain (P08514).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08514
Poids Protéique	113 kDa
Expédition	Sac de glace