

Anticorps Polyclonal Anti-Cd41/Itga2B Pour If/Icc, Elisa - P08514

Numéro d'article: CM0018340



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CD41/ITGA2B validé pour IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'intégrine alpha-IIb humaine, un récepteur membranaire plaquettaire impliqué dans l'agrégation. Idéal pour la recherche sur la thrombose et l'hématologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD41/ITGA2B Rabbit pAb
Remarques/Alias	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3674
Identifiant du gène	3674
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 160 et 260 du CD41/ITGA2B humain (NP_000410.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08514
Poids moléculaire de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace