

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd42D (Gpv) Pour Wb Et Elisa - P40197

Numéro d'article: CM0026416

Introduction

Cet anticorps pAb de lapin anti-CD42d détecte la GPV humaine et murine pour le WB et l'ELISA. La GPV est un récepteur plaquettaire médiant l'adhésion dépendante du vWF, essentiel pour la recherche sur l'hémostase et le développement IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD42d
Remarques/Alias	GPV ; CD42d
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2814
Identifiant du gène	2814
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-477 du CD42d humain (NP_004479.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P40197
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace