

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd43 Pour Ihc-P Et Elisa - P16150

Numéro d'article: CM0011789

Introduction

Anticorps monoclonal lapin CD43 de haute qualité validé pour IHC-P et ELISA. Spécifique à la leucosialine humaine, un régulateur clé des fonctions des cellules T. Idéal pour la recherche en immunologie et diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD43 mAc Lapin
Remarques/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6693
ID de Gène	6693
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD43 humain (NP_003114.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P16150
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace