


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd44 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P16070

Numéro d'article: CM0002028



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD44 validé KO pour échantillons humains. Idéal pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, FC et ELISA. Reconnaît l'antigène CD44, un récepteur clé dans l'adhésion cellulaire, la migration et le homing lymphocytaire. Immunogène de protéine de fusion recombinante.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] CD44 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	IN ; LHR ; MC56 ; MDU2 ; MDU3 ; MIC4 ; Pgp1 ; CDW44 ; CSPG8 ; H-CAM ; HCELL ; ECM-III ; HUTCH-1 ; HUTCH-I ; ECMR-III ; Hermes-1 ; CD44
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	960
GeneID	960
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-178 du CD44 humain (NP_000601.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16070
Poids protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace