

Anticorps Monoclonal Anti-Cd44 Pour Cytométrie En Flux - P15379

Numéro d'article: CM0011675



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD44 de souris (Ly-24/Pgp-1). Convient pour la cytométrie en flux. Réagit avec la souris. Poids moléculaire cible 85 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD44 mAb
Remarques/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	960
ID de Gène	12505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 du CD44 de souris (NP_033981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids de la Protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace