


Anticorps Polyclonal Anti-Cd44 Pour Wb, Elisa - P16070

Numéro d'article: CM0012988



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD44 humain pour WB et ELISA. Détecte une protéine de 82kDa, réagit de manière croisée avec la souris. Immunogène recombinant. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD44 Lapin pAb
Remarques/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPGAG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	960
ID de Gène	960
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P16070
Poids de la Protéine	82kDa
Expédition	Sac de glace