

Anticorps Polyclonal Anti-Cd44 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Numéro d'article: CM0014875



Introduction

Anticorps CD44 de lapin de haute qualité (validé KO) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le CD44 humain et murin, un récepteur clé d'adhésion cellulaire dans la recherche sur le cancer et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] CD44 pAb de lapin
Remarques/Alias	IN ; LHR ; MC56 ; MDU2 ; MDU3 ; MIC4 ; Pgp1 ; CDW44 ; CSPG8 ; H-CAM ; HCELL ; ECM-III ; HUTCH-1 ; HUTCH-I ; ECMR-III ; Hermes-1 ; 44
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	960
GeneID	960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-178 du CD44 humain (NP_000601.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16070
Poids moléculaire de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace