


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd44 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15379

Numéro d'article: CM0007275



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD44 haute performance validé pour WB, IF/ICC, FC et ELISA. Détecte la CD44 de souris, un récepteur clé pour l'adhésion cellulaire, la migration et le homing des lymphocytes T. Idéal pour la recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD44 Rabbit mAb
Remarques/Alias	Ly-24 ; Pgp-1 ; HERMES ; CD44
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	960
GenelD	12505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 de la CD44 de souris (NP_033981.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids moléculaire de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace