

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd44 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Numéro d'article: CM0006514



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CD44 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et du homing lymphocytaire. Réagit avec la CD44 humaine ; immunogène recombinant couvrant les acides aminés 20-178.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD44
Remarques/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Espèce	Humain
GeneID (humain)	960
GeneID	960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-178 de la CD44 humaine (NP_000601.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16070
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace