


Polymab® De Lapin Anti-Cd44 - P15379

Numéro d'article: CM0010480



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD44 de souris (Swiss P15379). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Reconnaît une glycoprotéine de 40-86 kDa impliquée dans l'adhésion cellulaire et le recrutement des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD44 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	Ly-24 ; Pgp-1 ; HERMES
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	960
GeneID	12505
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P15379
Poids de la protéine	40-86 kDa
Expédition	Sac de glace