

Anticorps Monoclonaux Anti-Cd45 Pour Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P08575

Numéro d'article: CM0004253



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD45 humain (LCA, T200), adapté pour le Western blot, l'immunohistochimie, l'IHC multiplex et l'ELISA. Validé pour la détection de l'antigène commun des leucocytes dans la recherche et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD45 Lapin mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 194-390 du CD45 humain (NP_002829.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08575
Poids Protéique	147kDa
Expédition	Sac de glace