

## Anticorps Polyclonal Anti-Cd45 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08575

Numéro d'article: CM0019503



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CD45 humaine (LCA, T200), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T et les leucocytes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                 | Valeur                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit            | CD45 Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Remarques / Alias         | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                                   |
| Espèce                    | Humain                                                                                                                                   |
| Identifiant Gène (Humain) | 5788                                                                                                                                     |
| Immunogène                | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 194-390 de la protéine CD45 humaine (NP_002829.3) |
| Origine                   | Lapin                                                                                                                                    |
| Catégorie                 | Anticorps polyclonaux                                                                                                                    |
| Applications              | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée        | Humain, Souris, Rat                                                                                                                      |
| SWISS                     | P08575                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine      | 147 kDa                                                                                                                                  |
| Expédition                | Sac de glace                                                                                                                             |