

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD45 Pour Fc, Elisa - P08575

Numéro d'article: CM0012581



Introduction

L'anticorps monoclonal lapin anti-CD45 (clone mAb) reconnaît spécifiquement le CD45 humain (PTPRC, antigène commun des leucocytes). Validé pour la cytométrie en flux et l'ELISA. Convient aux études immunologiques et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD45 Lapin mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08575
Poids moléculaire	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Expédition	Sac de glace