

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 Pour If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - P06800

Numéro d'article: CM0007276

### Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin anti-CD45, validé pour des échantillons de souris dans les applications IF/ICC, IHC-P, FC et ELISA. L'immunogène recombinant cible la protéine CD45 de 145 kDa (P06800).

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CD45 Rabbit mAb                                                                                                                  |
| Remarques / Alias    | loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4; CD45                                                                            |
| Espèce               | Souris                                                                                                                           |
| ID du gène (Humain)  | 5788                                                                                                                             |
| ID du gène           | 19264                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 de CD45 de souris (NP_001104786.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application          | IF/ICC, IF-F, IHC-P, FC, ELISA                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                           |
| SWISS                | P06800                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 145KDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |