

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08575

Numéro d'article: CM0005809



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin CD45 (PTPRC) validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible la protéine phosphatase C de type tyrosine-récepteur humaine, essentielle pour l'activation des cellules T et la fonction des leucocytes. Convient pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM de lapin anti-CD45                                                                                                      |
| Remarques/Alias                  | LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105                                                              |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                      |
| Identifiant du gène (Humain)     | 5788                                                                                                                        |
| Identifiant du gène              | 5788                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 194-390 du CD45 humain (NP_002829.3) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                       |
| Application                      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                      |
| SWISS                            | P08575                                                                                                                      |
| Poids moléculaire de la protéine | 147 kDa                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                |