

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd45 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P08575

Numéro d'article: CM0016545



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD45 humain (LCA, B220, LY5). Convient pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T, l'immunologie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD45
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 611-730 du CD45 humain (NP_002829.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08575
Poids moléculaire de la protéine	147 kDa
Expédition	Glacière