


Anti-Cd45 Rabbit Polymab® Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08575 / P06800

Numéro d'article: CM0011088



Introduction

Le CD45 Rabbit PolymAb® est un anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le CD45 humain/souris (P08575/P06800). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA, il soutient la recherche en biologie des leucocytes et en immunodiagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD45 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID (Souris)	19264
Immunogène	Protéine recombinante de CD45 humain/souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08575/P06800
Poids moléculaire	180-240kDa
Expédition	Sac de glace