

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd45Ra Pour Ihc-P, Elisa - P08575-8

Numéro d'article: CM0006825

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le CD45RA humain (isoforme 6, PTPRC). Validé pour les applications IHC-P et ELISA ; adapté à la recherche sur les antigènes de leucocytes et au développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD45RA Lapin mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-482 du CD45RA humain (P08575-8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08575-8
Poids moléculaire	138kDa
Expédition	Sac de glace