

Anticorps Monoclonal Anti-Cd45Rb Pour Wb - P08575-9

Numéro d'article: CM0008294

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CD45RB humaine, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA. Détecte spécifiquement l'isoforme 7 de la protéine phosphatase tyrosine de type récepteur C (CD45RB). Idéal pour la cytométrie en flux et l'immunohistochimie dans des applications diagnostiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD45RB mAb de lapin
Remarques / Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P08575-9
Poids de la protéine	135kDa
Expédition	Sac de glace