

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd45Rb Pour Wb, If, Elisa - P08575-9

Numéro d'article: CM0022439

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD45RB humain (isoforme 7 de PTPRC), adapté à la WB, à l'IF et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'immunodétection de l'antigène leucocytaire commun.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD45RB Rabbit pAb
Remarques / Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5788
ID du gène	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 463 du CD45RB humain (XP_006711537.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P08575-9
Poids moléculaire	135 kDa
Expédition	Sac de glace