


Anticorps Monoclonal Anti-Cd45Ro () Pour Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0004772



Introduction

Anticorps monoclonal de souris marqué à l' ciblant le CD45RO humain. Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps reconnaît l'isoforme de l'antigène commun des leucocytes essentiel à l'activation des lymphocytes T et à l'identification des lymphocytes T mémoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mouse anti-Human CD45RO mAb
Remarques / Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humaine
ID du gène	5788
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08575
Poids de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac isotherme