

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd45Ro Pour Wb, Elisa - P08575-4

Numéro d'article: CM0027496

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD45RO pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'isoforme de l'antigène leucocytaire commun CD45RO humain (P08575-4). Outil fiable pour la recherche en immunodétection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD45RO Lapin pAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5788
GenelD	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-416 du CD45RO humain (NP_563578.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08575-4
Poids moléculaire	131kDa
Expédition	Sac de glace