

Anticorps Monoclonal Anti-Cd46 De Lapin Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15529

Numéro d'article: CM0011335



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre CD46 pour western blot, immunofluorescence, cytométrie en flux et ELISA. Cible la protéine cofacteur membranaire humaine, un régulateur du complément et récepteur de pathogènes. Également connu sous les noms MCP, TLX, AHUS2, MIC10, TRA2.10.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] CD46 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4179
ID du gène	4179
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-328 de la protéine CD46 humaine (NP_002380.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P15529
Poids de la protéine	37-44 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant