

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd46 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15529

Numéro d'article: CM0003042



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD46 humain (MCP). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Spécifique de l'espèce humaine. Utile pour la recherche sur la régulation du complément, les infections virales et la modulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD46 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Espèce cible	Humaine
GeneID (Humain)	4179
GeneID	4179
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD46 humain (P15529).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P15529
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac isotherme