

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd47 Pour Wb, Elisa - Q61735

Numéro d'article: CM0022949

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD47 de souris (protéine associée à l'intégrine, IAP). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. Convient aux études sur la régulation immunitaire, l'angiogenèse et la signalisation cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD47 Lapin pAb
Remarques/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik; CD47
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	961
GeneID	16423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 de la CD47 de souris (NP_034711.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q61735
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace