


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd47 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08722

Numéro d'article: CM0022936



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CD47 humain (IAP, OA3, MER6), validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec le CD47 humain, murin et de rat. Convient pour les études d'adhésion cellulaire, de transduction du signal et d'immunorégulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD47
Remarques/Alias	IAP ; OA3 ; MER6 ; CD47
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	961
GeneID	961
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 224 et 323 du CD47 humain (NP_001768.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08722
Poids moléculaire protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace