

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd48 Pour La Cytométrie En Flux Et Elisa - P18181

Numéro d'article: CM0004799



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le CD48 de souris (SLAMF2, BLAST-1), un régulateur immunitaire ancré par GPI. Validé pour les applications de cytométrie en flux et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des cellules T et NK dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD48 mAb lapin
Remarques/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	962
GeneID	12506
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-216 du CD48 de souris (NP_031675.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18181
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace