

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd48 Pour Wb, Fc, Elisa - P09326

Numéro d'article: CM0009583



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD48 humain (SLAMF2). Validé pour WB, FC, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD48 de lapin
Remarques / Alias	BCM1, BLAST, hCD48, mCD48, BLAST1, SLAMF2, MEM-102, CD48
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	962
GeneID	962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-220 du CD48 humain (NP_001769.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09326
Poids de la protéine	19kDa/27kDa
Expédition	Sac de glace