


Anticorps Monoclonal Anti-Cd5 (Conjugué) Pour Fc - P06127

Numéro d'article: CM0004159



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD5 (conjugué) pour la validation en cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 25-371), détecte une protéine de 54 kDa. Spécifique du CD5 humain, utile dans les études des cellules T et B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD5 conjugué
Remarques/Alias	CD5 ; LEU1 ; T1 ; molécule CD5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	921
GeneID	921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 humain (NP_055022.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06127
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace