


Anticorps Monoclonal Anti-Cd5 Pour La Cytométrie En Flux - P06127

Numéro d'article: CM0012274



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD5 (clone) validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD5 humain, un marqueur des cellules T impliqué dans la régulation immunitaire. Idéal pour l'immunophénotypage et les études sur les cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD5
Remarques/Alias	T1 ; LEU1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	921
Identifiant du gène	921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 humain (NP_055022.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06127
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace