


Anticorps Monoclonaux Anti-Cd5 () Pour Cytométrie En Flux - P06127

Numéro d'article: CM0007989



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD5 validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible la glycoprotéine de surface des cellules T CD5 (T1/Leu-1), un régulateur immunitaire clé. Détecte le CD5 humain, poids moléculaire prédit ~55 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
N Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD5 mAb
Remarques/Alias	T1; LEU1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	921
GeneID	921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 humain (NP_055022.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P06127
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace