


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd5 Pour Fc, Elisa - P06127

Numéro d'article: CM0009647



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD5 humain (T1/Leu-1), validé pour la cytométrie en flux (FC) et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des lymphocytes T, la sélection des thymocytes et la biologie des cellules B1a. À usage exclusivement recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	T1; LEU1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	921
ID du gène	921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 humain (NP_055022.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06127
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace