


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06127

Numéro d'article: CM0011235



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD5 de haute qualité, validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec le CD5 humain, un récepteur de surface des lymphocytes T et des cellules B1a impliqué dans la régulation immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	T1 ; LEU1 ; CD5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	921
GeneID	921
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du CD5 humain (P06127).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P06127
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac de glace