


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06127

Numéro d'article: CM0030951



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD5 validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Démonstre une réactivité croisée avec le CD5 humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation des cellules T et les interactions des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD5 Lapin pAb
Remarques/Alias	T1; LEU1; CD5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	921
GeneID	921
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 158-371 du CD5 humain (NP_055022.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06127
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace