

Anticorps Monoclonal Anti-Cd50 (Icam-3) Pour Fc - P32942

Numéro d'article: CM0010846



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD50 (ICAM-3) humain pour cytométrie en flux. Validé sur échantillons humains. Adapté à l'immunophénotypage et aux études d'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD50(ICAM-3) mAb
Remarques / Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3385
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-114 du CD50 (ICAM-3) humain (NP_002153.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32942
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace