

Anticorps Monoclonal Anti-Cd50 (Icam-3) Pour La Cytométrie En Flux - P32942

Numéro d'article: CM0009981



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD50 humain (ICAM-3), clone . Validé pour la cytométrie en flux (FC). Immunogène : protéine recombinante (acides aminés 30-114). Convient pour les études d'adhésion leucocytaire et d'interactions immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD50(ICAM-3) humain
Remarques/Alias	CD50 ; CDW50 ; ICAM-R
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3385
GeneID	3385
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-114 du CD50(ICAM-3) humain (NP_002153.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32942
Poids moléculaire protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace