

Anticorps Polyclonal Anti-Cd52 Pour Western Blot - P31358

Numéro d'article: CM0022090



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au CD52 humain (antigène CAMPATH-1), une glycoprotéine membranaire ancrée par un GPI de 7 kDa. Validé pour WB, IHC-P, ELISA et réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD52 Lapin pAb
Remarques/Alias	HE5; CDW52; EDDM5; CD52
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1043
GeneID	1043
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-61 du CD52 humain (NP_001794.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P31358
Poids moléculaire	7kDa
Expédition	Sac de glace