

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd53 Pour Wb, Elisa - P19397

Numéro d'article: CM0018170



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine CD53 humaine (tetraspanine-25), validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des cellules immunitaires et les lymphocytes B/T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD53 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MOX44; TSPAN25; CD53
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	963
Identifiant du gène	963
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-180 de la protéine CD53 humaine (NP_000551.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19397
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac isotherme