


Anticorps Monoclonal Anti-Cd55 () Pour Cytométrie En Flux - P08174

Numéro d'article: CM0005619



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD55 humain (DAF), conjugué à I'. Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur le complément et l'étude du rôle du CD55 dans la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD55 humain
Remarques/Alias	CR ; TC ; DAF ; CROM ; CHAPLE
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1604
GenelD	1604
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-353 du CD55 humain (NP_000565.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08174
Poids moléculaire protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace