

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd55 Pour Wb, Elisa - Q61475

Numéro d'article: CM0005567

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD55 de souris validé pour WB et ELISA. Reconnaît le CD55 (DAF) de souris, un inhibiteur du complément ancré par GPI qui protège les cellules des dommages du complément. Convient pour l'immunodétection dans des échantillons de souris. Soutenu par un approvisionnement IVD tout-en-un.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | AcM de lapin anti-CD55                                                                                                        |
| Remarques/Alias    | Daf ; Daf1 ; Daf-GPI ; GPI-DAF ; CD55                                                                                         |
| Espèce             | Souris                                                                                                                        |
| GenelD (Humain)    | 1604                                                                                                                          |
| GenelD             | 13136                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-361 du CD55 de souris (NP_034146.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Souris                                                                                                                        |
| SWISS              | Q61475                                                                                                                        |
| Poids protéique    | 42 kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |