


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd55 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08174

Numéro d'article: CM0003220



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD55 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'Homme. Détecte le facteur d'accélération de la dégradation du complément (DAF, CD55) à 41 kDa. Idéal pour la recherche sur la régulation du complément et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD55
Remarques / Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1604
GeneID	1604
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 du CD55 humain (P08174).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08174
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace