


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd55 Pour Wb, Elisa - P08174

Numéro d'article: CM0015738



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CD55 humain (DAF), validé pour le Western blot et l'ELISA. Adapté aux échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le complément et les études d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD55
Remarques/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Espèce	Humain
GenElD (Humain)	1604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-300 du CD55 humain (NP_000565.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08174
Poids protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace