


Anti-Cd55 Lapin Polymab® Pour Wb, Elisa - P08174

Numéro d'article: CM0007440



Introduction

CD55 (DAF) Lapin Polymab® validé pour Western blot et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Anticorps monoclonal recombinant ciblant le facteur d'accélération de la décroissance du complément, un régulateur clé de la cascade du complément et récepteur d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD55 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	CR ; TC ; DAF ; CROM ; CHAPLE
Espèce	Souris/Humain
GeneID (Humain)	1604
GeneID	13136/1604
Immunogène	Protéine recombinante du CD55 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P08174
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace