

Anticorps Monoclonal Anti-Cd56/Ncam1 Pour Fc - P13591

Numéro d'article: CM0012584



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre CD56/NCAM1 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible la molécule d'adhésion des cellules neurales impliquée dans l'adhésion neuronale et en tant que récepteur d'entrée virale (rage, Zika).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Anti-CD56/NCAM1 humain mAb de lapin
Remarques / Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4684
GeneID	4684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-413 de CD56/NCAM1 humain (NP_851996.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac isotherme