


Anti-Cd58 (Lfa-3) Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - P19256

Numéro d'article: CM0006559



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD58 humain (LFA-3), validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le CD58 endogène à environ 28 kDa. Convient à l'étude de l'adhésion des cellules T et de la formation de la synapse immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD58 Lapin mAb
Remarques/Alias	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	965
ID de Gène	965
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-215 du CD58 humain (NP_001770.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P19256
Poids Protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace