


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd58 Pour Wb, Elisa - P19256

Numéro d'article: CM0028768



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD58/LFA-3 humain, validé pour WB et ELISA. Idéal pour les études d'adhésion des lymphocytes T, la recherche sur la synapse immunitaire et le développement de tests IVD. Reconnaît les acides aminés 40-220.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD58 pAb de lapin
Remarques/Alias	ag3 ; LFA3 ; LFA-3 ; CD58
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	965
GeneID	965
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-220 du CD58 humain (NP_001770.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19256
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace