


Anticorps Polyclonal Anti-Cd59 Pour Wb, Elisa - P13987

Numéro d'article: CM0013793



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du CD59 humain, validé pour WB et ELISA. Le CD59 est une glycoprotéine ancrée par GPI qui inhibe la formation du complexe d'attaque membranaire (MAC) du complément, une cible clé dans la recherche sur l'anémie hémolytique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD59 Rabbit pAb
Remarques/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	966
Identifiant du gène	966
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-128 du CD59 humain (NP_001120695.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13987
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace